

Lipáza

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
Laboratorní příručka OKB					
Seznam základních a speciálních vyšetření					
			platí od: 1.6.2023		
LIPÁZA			LIP		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	7,8 %		
Použitá metoda	enzymatická kolorimetrická metoda	Jednotka	μkat/l		
Referenční meze	<table border="1"><tr><td>sérum</td><td>0-1 μkat/l</td></tr></table>			sérum	0-1 μkat/l
sérum	0-1 μkat/l				
SOP	SOPV 18				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81289	02395	1 IU = 0,01667 μkat/l 1 μkat/l = 59,98 IU			
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	odběr nalačno				
Vliv materiálu	snižuje odběr do EDTA				
Stabilita při 20°C	1 týden				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				

Stabilita při -20°C	1 rok
Vliv léků	preparáty kalcia hodnoty snižují, po injekci heparinu hodnoty zvýšené
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	stanovení ovlivňuje renální insuficience
Biologický poločas	12 hodin